

КАТАЛОГ ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ РЕАБІЛІТАЦІЇ

КРІСЛА КОЛІСНІ



Харків 2008

ЗМІСТ

КК.1 - Крісла колісні з ручним керуванням,
які приводяться в рух супроводжуючою особою

3 - 8

КК.2 - Крісла колісні з подвійним ручним
керуванням від задніх коліс

10 - 95

КК.3 - Крісла колісні з подвійним ручним
керуванням від передніх коліс

96 - 101

КК.4.1.1 - Крісла колісні з дворучним керуванням,
важільним приводом на задні колеса

102-117

КК.4.1.2 - Крісла колісні з одноручним керуванням,
важільним приводом на задні колеса

118-120

КК.4.2.1 - Крісла колісні з дворучним керуванням,
важільним приводом на передні колеса

121-129

КК.8.2 - Крісла колісні з електричним приводом
та ручним керуванням на передні колеса

130

КК.9.1 - Крісла колісні з електричним приводом
та сервокеруванням на задні колеса

131-140

КК.9.2 - Крісла колісні з електричним приводом
та сервокеруванням на передні колеса

141

КК.0 - Крісла колісні інші (з подвійним ручним
керуванням та механічним приводом)

142-144

ЗП - Засоби пересування

145-146

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ



Ширина колісного крісла



Ширина сидіння



Діаметр рушійного колеса



Діаметр веденого колеса



Діаметр однакових коліс



Висота сидіння по передньому краю



Висота колісного крісла



Мінімальна дальність проходження



Максимальна швидкість



Максимальна висота перешкоди



Динамічна стійкість



Максимальне навантаження



Розміри в складеному стані



Маса колісного крісла



Глибина сидіння

**Крісла колісні з ручним керуванням,
які приводяться в рух супроводжуючою особою**
КК.1-1-2-2-3-3.1-1-10-1-1.3-3.4.8.9.13.14-7-5-1 (43П.07.01Д)









КК.1

Умови експлуатації - для пересування в приміщеннях та поза приміщеннями

ПОКАЗАННЯ ЩОДО ПРИЗНАЧЕННЯ:

- Захворювання та деформації хребта з вираженим обмеженням рухів II - III ступенів.
- Паралічі та парези нижніх кінцівок, що значно ускладнюють пересування.

Технічні характеристики

							
490	310	250	178	465	965	30 (kg)	9,5

Конструктивні особливості

Сидіння не регулюється,
спинка регулюється вручну
Фіксовані підлокітники,
підніжка регулюється вручну
У складеному положенні втрачає
можливість пересуватися на колесах
Сидіння фіксоване
Підлокітники подовжені
Підніжка знімна,
регульована за висотою
Система опори тіла - фіксована
Спинка - регулюється кут нахилу



Додаткове оснащення

Бічні упори для голови, бічні упори для тіла, валик для збереження зазору між ногами, суцільна підставка під гомілки, задники-тримачі, запобіжний пояс

Постачається з додатковими іграшковими елементами, які забезпечують психологічну реабілітацію дитини

Крісла колісні з ручним керуванням, які приводяться в рух супроводжуючою особою
КК.1-1-2-2-3-4.2-2-10-1-1.3-3.4.8.9.13.14-7-5-1 (43П.08.01Д)









КК.1

Умови експлуатації - для пересування в приміщеннях та поза приміщеннями

ПОКАЗАННЯ ЩОДО ПРИЗНАЧЕННЯ:

- Захворювання та деформації хребта з вираженим обмеженням рухів II - III ступенів.
- Паралічі та парези нижніх кінцівок, що значно ускладнюють пересування.

Технічні характеристики

							
550	350	275	235	500	1010	50 (kg)	12,1

Конструктивні особливості

Сидіння не регулюється,
 спинка регулюється вручну
 Фіксовані підлокітники,
 підніжка регулюється вручну
 У складеному положенні втрачає
 можливість пересуватися на колесах
 Сидіння фіксоване
 Підлокітники подовжені
 Підніжка знімна,
 регульована за висотою
 Система опори тіла - фіксована
 Спинка - регулюється кут нахилу



Додаткове оснащення

Бічні упори для голови, бічні упори для тіла, валик для збереження зазору між ногами, суцільна підставка під гомілки, задники-тримачі, запобіжний пояс

Постачається з додатковими іграшковими елементами, які забезпечують психологічну реабілітацію дитини

**Крісла колісні з ручним керуванням,
які приводяться в рух супроводжуючою особою**
КК.1-8-0-2-2-5.4-3-10-2-1.3.6-9.12.14-1.2-6-3 (43П.01.02Д)

КК.1

Умови експлуатації - для пересування в приміщеннях та поза приміщеннями

ПОКАЗАННЯ ЩОДО ПРИЗНАЧЕННЯ:

- Захворювання та деформації хребта з вираженим обмеженням рухів II - III ступенів.
- Паралічі та парези нижніх кінцівок, що значно ускладнюють пересування.

Технічні характеристики

585	360	345	305	437	1000	60 (kg)	16,2

Конструктивні особливості

Кут між сидінням та спинкою незмінний (регулюється вся система підтримки тіла)

Фіксовані підлокітники,
підніжка регулюється вручну

У складеному положенні не втрачає можливість пересуватися на колесах

Сидіння фіксоване

Підлокітники короткі

Підніжка знімна, регульована за висотою,
з відкидною суцільною опорою стопи

Система опори тіла - регулюється висота та кут нахилу

Спинка - фіксована



Додаткове оснащення

Суцільна підставка під гомілки, тримачі для ніг, запобіжний пояс

Постачається з додатковими іграшковими елементами, які забезпечують психологічну реабілітацію дитини

**Крісла колісні з ручним керуванням,
які приводяться в рух супроводжуючою особою**
КК.1-2-2-2-4.3-2-1-1-3.6-9.14.16-7-5-2 (43П.02.01Д)
КК.1-2-2-2-4.3-2-1-1-3.6-8.9.12.13.14.16-7-5-2 (43П.02.02Д)
КК.1-2-2-2-4.3-2-1-1-3.6-3.8.9.12.13.14.16-7-5-2 (43П.02.03Д)

КК.1

Умови експлуатації - для пересування в приміщеннях та поза приміщеннями

ПОКАЗАННЯ ЩОДО ПРИЗНАЧЕННЯ:

- Захворювання та деформації хребта з вираженим обмеженням рухів II - III ступенів
- Паралічі та парези нижніх кінцівок, що значно ускладнюють пересування

Технічні характеристики

570	340	340-380	200	440	1000	60 (kg)	13,0-13,5

Конструктивні особливості

Сидіння не регулюється,
спинка регулюється вручну
Фіксовані підлокітники,
підніжка регулюється вручну
У складеному положенні
не втрачає можливість
пересуватися на колесах
Сидіння знімне
Підлокітники подовжені
Підніжка регульована за висотою
з відкидною суцільною опорою стопи
Система опори тіла - фіксована
Спинка - регулюється кут нахилу



Додаткове оснащення

Бічні упори для голови	Валик для збереження зазору між ногами	Суцільна підставка під гомілки	Тримачі для ніг	Задники-тримачі	Запобіжний пояс	Знімна передня рукоятка для тримання
------------------------	--	--------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------	--------------------------------------

КК.1-2-2-2-4.3-2-1-1-3.6-9.14.16-7-5-2 (43П.02.01Д)

		+			+	+
--	--	---	--	--	---	---

КК.1-2-2-2-4.3-2-1-1-3.6-8.9.12.13.14.16-7-5-2 (43П.02.02Д)

	+	+	+	+	+	+
--	---	---	---	---	---	---

КК.1-2-2-2-4.3-2-1-1-3.6-3.8.9.12.13.14.16-7-5-2 (43П.02.03Д)

+	+	+	+	+	+	+
---	---	---	---	---	---	---

**Крісла колісні з ручним керуванням,
які приводяться в рух супроводжуючою особою**
КК.1-2-2-2-2-4.5-3-1-1-3.6-9.14.16-7-5-2 (43П.03.01Д)
КК.1-2-2-2-2-4.5-3-1-1-3.6-8.9.12.13.14.16-7-5-2 (43П.03.02Д)
КК.1-2-2-2-2-4.5-3-1-1-3.6-3.8.9.12.13.14.16-7-5-2 (43П.03.03Д)

КК.1

Умови експлуатації - для пересування в приміщеннях та поза приміщеннями

ПОКАЗАННЯ ЩОДО ПРИЗНАЧЕННЯ:

- Захворювання та деформації хребта з вираженим обмеженням рухів II - III ступенів
- Паралічі та парези нижніх кінцівок, що значно ускладнюють пересування

Технічні характеристики

550	320	300	200	420	910	50 (kg)	10,5-11,4

Конструктивні особливості

Сидіння не регулюється,
спинка регулюється вручну
Фіксовані підлокітники,
підніжка регулюється вручну
У складеному положенні
не втрачає можливість
пересуватися на колесах
Сидіння знімне
Підлокітники подовжені
Підніжка регульована за висотою
з відкидною суцільною опорою стопи
Система опори тіла - фіксована
Спинка - регулюється кут нахилу



Додаткове оснащення

Бічні упори для голови	Валик для збереження зазору між ногами	Суцільна підставка під гомілки	Тримачі для ніг	Задники-тримачі	Запобіжний пояс	Знімна передня рукоятка для тримання
------------------------	--	--------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------	--------------------------------------

КК.1-2-2-2-2-4.5-3-1-1-3.6-9.14.16-7-5-2 (43П.03.01Д)

		+			+	+
--	--	---	--	--	---	---

КК.1-2-2-2-2-4.5-3-1-1-3.6-8.9.12.13.14.16-7-5-2 (43П.03.02Д)

	+	+	+	+	+	+
--	---	---	---	---	---	---

КК.1-2-2-2-2-4.5-3-1-1-3.6-3.8.9.12.13.14.16-7-5-2 (43П.03.03Д)

+	+	+	+	+	+	+
---	---	---	---	---	---	---

Крісла колісні з ручним керуванням, які приводяться в рух супроводжуючою особою

КК.1-8-0-2-2-3.3-3-1-3-3.4.6-8.9.12.13.14-1-6-2 (43П.06.01Д)

КК.1-8-0-2-2-5.5-3-1-3-3.4.6-8.9.12.13.14-1-6-2 (43П.06.02Д)

КК.1

Умови експлуатації - для пересування в приміщеннях та поза приміщеннями

ПОКАЗАННЯ ЩОДО ПРИЗНАЧЕННЯ:

- Захворювання та деформації хребта з вираженим обмеженням рухів II - III ступенів
- Паралічі та парези нижніх кінцівок, що значно ускладнюють пересування

Технічні характеристики

43П.06.01Д	570	300	300	280	400	900	50	13,0
43П.06.02Д	600	360	370	280	500	1000	60	15,2

Конструктивні особливості

Кут між сидінням та спинкою незмінний (регулюється вся система підтримки тіла)

Фіксовані підлокітники,
підніжка регулюється вручну

У складеному положенні не втрачає можливість пересуватися на колесах

Сидіння знімне

Підлокітники похилі

Підніжка регульована за висотою та кутом нахилу, з відкидною суцільною опорою стопи

Система опори тіла - регулюється кут нахилу

Спинка - фіксована



Додаткове оснащення

Валик для збереження зазору між ногами, суцільна підставка під гомілки, тримачі для ніг, задники-тримачі, запобіжний пояс

**Крісла колісні з ручним керуванням,
які приводяться в рух супроводжуючою особою**
КК.1-2-5-2-3-2.3-3-1.4.9-1-1.3.4.6-1.14-7-2.5-2 (43П.01.04Д)





КК.1

Умови експлуатації - для пересування в приміщеннях та поза приміщеннями

ПОКАЗАННЯ ЩОДО ПРИЗНАЧЕННЯ:

- Захворювання та деформації хребта з вираженим обмеженням рухів II - III ступенів
- Паралічі та парези нижніх кінцівок, що значно ускладнюють пересування

Технічні характеристики

			
600	1000	50	13,0

Конструктивні особливості

Сидіння та спинка регулюється вручну
Фіксовані підлокітники,
підніжка регулюється вручну
У складеному положенні втрачає
можливість пересуватися на колесах
Сидіння знімне, регулюється ефективна
ширина та кут нахилу
Підлокітники подовжені
Підніжка знімна, регульована за висотою,
регулюється кут нахилу,
з відкидною суцільною опорою стопи
Система опори тіла - фіксована
Спинка - регулюється за висотою
та регулюється кут нахилу



Додаткове оснащення

Подовжувач спинки, запобіжний пояс