

Крісла колісні з електричним приводом та ручним керуванням на передні колеса

КК.8.2-5-2-8-4-8-5-10-1-1.3.7-5.9.18-7-5-8 (ЗЗП.01.01, ЗЗП.01.02)

КК.8.2

Умови експлуатації - для пересування поза приміщеннями по дорогам з твердим покриттям

ПОКАЗАННЯ ЩОДО ПРИЗНАЧЕННЯ:

- ▶ Кукси гомілки чи стегна при відсутності однієї верхньої кінцівки
- ▶ Захворювання та деформації кісток і суглобів нижніх кінцівок, тазових кісток, що значно ускладнюють ходьбу (анкілоз, різко виражена контрактура тазостегнового, колінного, гомілковостопного суглобу у функціонально невідповідному положенні; "хибний суглоб", великий кістковий дефект стегна, обох кісток гомілки чи великогомілкової кістки; "розбортаний" тазостегновий чи колінний суглоб тощо) при відсутності або різкому порушенні функції однієї верхньої кінцівки.
- ▶ Паралічі та парези нижніх та верхніх кінцівок, що значно ускладнюють пересування (геміплегія, геміпарез, тетрапарез), і паралічі та парези нижніх кінцівок при відсутності або різкому зниженні функції однієї верхньої кінцівки.
- ▶ Виражена атаксія, виражений гіперкінетичний або аміостатичний синдром при збереженні функції верхніх кінцівок
- ▶ Захворювання та деформації хребта з різко вираженим обмеженням рухів IV ступеня
- ▶ Тромбооблітеруючі захворювання артерій, хронічна венозна недостатність, слоновість нижніх кінцівок у вираженому ступені при відсутності або різкому зниженні функції однієї верхньої кінцівки
- ▶ Значні трофічні порушення однієї нижньої кінцівки з наявністю виразок, що тривало не заживають при порушенні функцій однієї верхньої кінцівки
- ▶ Хронічна серцево-легенева недостатність II-A ступеня у поєднанні з порушеннями функції опорно-рухового апарату

Технічні характеристики

630	470	470	528	250	510	1000	25	5	90	15	100 (kg)	98,5

Конструктивні особливості

- Сидіння не регулюється, спинка регулюється вручну
- Підлокітники знімні або складані, підніжка регулюється вручну
- Розбірне
- Сидіння фіксоване
- Підлокітники подовжені
- Підніжка знімна з відкидною складаною опорою стопи, регулюється по висоті
- Система опори тіла - фіксована
- Спинка - регулюється кут нахилу



Додаткове оснащення

Подушка на сидіння, суцільна підставка під гомілки, робоче гальмо

ЗЗП.01.01 обладнано важелем управління для лівої руки,
ЗЗП.01.02 - для правої руки

Крісла колісні з електричним приводом та сервокеруванням на задні колеса

КК.9.1-5-1-8-5-7-5-6-2.4-1.3.7-5.9.17-7-6-8 (ЗЗП.02.04.01)

КК.9.1-5-1-8-5-8-5-6-2.4-1.3.7-5.9.17-7-6-8 (ЗЗП.02.04.02)

КК.9.1-5-1-8-5-9-5-6-2.4-1.3.7-5.9.17-7-6-8 (ЗЗП.02.04.03)

КК.9.1

Умови експлуатації - для пересування в приміщеннях та поза приміщеннями по дорогам з твердим покриттям

ПОКАЗАННЯ ЩОДО ПРИЗНАЧЕННЯ:

- ▶ Кукси гомілки чи стегна при відсутності однієї верхньої кінцівки
- ▶ Захворювання та деформації кісток і суглобів нижніх кінцівок, тазових кісток, що значно ускладнюють ходьбу (анкілоз, різко виражена контрактура тазостегнового, колінного, гомілковостопного суглобу у функціонально не вигідному положенні; "хібний суглоб", великий кістковий дефект стегна, обох кісток гомілки чи великогомілкової кістки; "розбвотаний" тазостегновий чи колінний суглоб тощо) при відсутності або різкому порушенні функції однієї верхньої кінцівки.
- ▶ Паралічі та парези нижніх та верхніх кінцівок, що значно ускладнюють пересування (геміплегія, геміпарез, тетрапарез), і паралічі та парези нижніх кінцівок при відсутності або різкому зниженні функції однієї верхньої кінцівки.
- ▶ Виражена атаксія, виражений гіперкінетичний або аміостатичний синдром при збереженні функції верхніх кінцівок
- ▶ Захворювання та деформації хребта з різко вираженим обмеженням рухів IV ступеня
- ▶ Тромбооблітеруючі захворювання артерій, хронічна венозна недостатність, слоновість нижніх кінцівок у вираженому ступені при відсутності або різкому зниженні функції однієї верхньої кінцівки
- ▶ Значні трофічні порушення однієї нижньої кінцівки з наявністю виразок, що тривало не заживають при порушенні функцій однієї верхньої кінцівки
- ▶ Хронічна серцево-легенева недостатність II-A ступеня у поєднанні з порушеннями функції опорно-рухового апарату



Технічні характеристики

ЗЗП.02.04.01	620	434	420	595	180	510	950	19	5	40	10	100	55
ЗЗП.02.04.02	640	454	420	595	180	510	950	19	5	40	10	100	55
ЗЗП.02.04.03	660	474	420	595	180	510	950	19	5	40	10	100	55

Конструктивні особливості

Сидіння та спинка не регулюються
 Підлокітники знімні або складані, підніжка регулюється вручну
 Розбірне. У складеному положенні не втрачає можливості пересуватись на колесах
 Сидіння складане
 Підлокітники короткі опускаються (обертаються або відкидаються)
 Підніжка знімна з відкидною складаною опорою стопи, регулюється по висоті
 Система опори тіла - фіксована
 Спинка - фіксована

Додаткове оснащення

Подушка на сидіння, суцільна підставка під гомілки, протиперекидний пристрій

Крісла колісні з електричним приводом та сервокеруванням на задні колеса

КК.9.1-5-1-5-5-7-5-6.9-2-1.2.3.7-9.14.17-7-1-8 (ЗЗП.02.01)

КК.9.1

Умови експлуатації - для пересування в приміщеннях та поза приміщеннями по дорогам з твердим покриттям

ПОКАЗАННЯ ЩОДО ПРИЗНАЧЕННЯ:

- ▶ Кукси гомілки чи стегна при відсутності однієї верхньої кінцівки
 - ▶ Захворювання та деформації кісток і суглобів нижніх кінцівок, тазових кісток, що значно ускладнюють ходьбу (анкілоз, різко виражена контрактура тазостегнового, колінного, гомілковостопного суглобу у функціонально не вигідному положенні; "хібний суглоб", великий кістковий дефект стегна, обох кісток гомілки чи великогомілкової кістки; "розбортаний" тазостегновий чи колінний суглоб тощо) при відсутності або різкому порушенні функції однієї верхньої кінцівки.
 - ▶ Паралічі та парези нижніх та верхніх кінцівок, що значно ускладнюють пересування (геміплегія, геміпарез, тетрапарез), і паралічі та парези нижніх кінцівок при відсутності або різкому зниженні функції однієї верхньої кінцівки.
 - ▶ Виражена атаксія, виражений гіперкінетичний або аміостатичний синдром при збереженні функції верхніх кінцівок
 - ▶ Захворювання та деформації хребта з різко вираженим обмеженням рухів IV ступеня
 - ▶ Тромбооблітеруючі захворювання артерій, хронічна венозна недостатність, слоновість нижніх кінцівок у вираженому ступені при відсутності або різкому зниженні функції однієї верхньої кінцівки
 - ▶ Значні трофічні порушення однієї нижньої кінцівки з наявністю виразок, що тривало не заживають при порушенні функцій однієї верхньої кінцівки
 - ▶ Хронічна серцево-легенева недостатність II-A ступеня у поєднанні з порушеннями функції опорно-рухового апарату

Технічні характеристики

620	430	425	310	200	500	970	15	6	40	5	100	75

Конструктивні особливості

Сидіння та спинка не регулюються
 Підлокітники регулюються по висоті, підніжка регулюється вручну
 Розбірне. У складеному положенні не втрачає можливості пересуватись на колесах
 Сидіння складане, регулюється ефективна ширина
 Підлокітники короткі
 Підніжка знімна з відкидною складаною опорою стопи, регулюється по висоті та обертається
 Система опори тіла - фіксована
 Спинка - знімна



Додаткове оснащення

Суцільна підставка під гомілки, запобіжний пояс, протиперекидний пристрій

Крісла колісні з електричним приводом та сервокеруванням на задні колеса

КК.9.1-5-1-8-5-8-5-1-2.4-1.2.3.7-9-7-4-8 (ЗЗП.01.03)

КК.9.1

Умови експлуатації - для пересування в приміщеннях та поза приміщеннями по дорогам з твердим покриттям

ПОКАЗАННЯ ЩОДО ПРИЗНАЧЕННЯ:

- ▶ Кукси гомілки чи стегна при відсутності однієї верхньої кінцівки
- ▶ Захворювання та деформації кісток і суглобів нижніх кінцівок, тазових кісток, що значно ускладнюють ходьбу (анкілоз, різко виражена контрактура тазостегнового, колінного, гомілковостопного суглобу у функціонально невідповідному положенні; "хибний суглоб", великий кістковий дефект стегна, обох кісток гомілки чи великогомілкової кістки; "розбвтаний" тазостегновий чи колінний суглоб тощо) при відсутності або різкому порушенні функції однієї верхньої кінцівки.
- ▶ Паралічі та парези нижніх та верхніх кінцівок, що значно ускладнюють пересування (геміплегія, геміпарез, тетрапарез), і паралічі та парези нижніх кінцівок при відсутності або різкому зниженні функції однієї верхньої кінцівки.
- ▶ Виражена атаксія, виражений гіперкінетичний або аміостатичний синдром при збереженні функції верхніх кінцівок
- ▶ Захворювання та деформації хребта з різко вираженим обмеженням рухів IV ступеня
- ▶ Тромбооблітеруючі захворювання артерій, хронічна венозна недостатність, слоновість нижніх кінцівок у вираженому ступені при відсутності або різкому зниженні функції однієї верхньої кінцівки
- ▶ Значні трофічні порушення однієї нижньої кінцівки з наявністю виразок, що тривало не заживають при порушенні функцій однієї верхньої кінцівки
- ▶ Хронічна серцево-легенева недостатність II-A ступеня у поєднанні з порушеннями функції опорно-рухового апарату

Технічні характеристики

635	455	445	319	200	450	920	14	6	60	15	100 (kg)	75

Конструктивні особливості

Сидіння та спинка не регулюються

Підлокітники знімні або складані, підніжка регулюється вручну

Розбірне. У складеному положенні не втрачає можливості пересуватись на колесах

Сидіння знімне

Підлокітники короткі опускаються (обертаються або відкидаються)

Підніжка знімна з відкидною складаною опорою стопи, регулюється по висоті та обертається

Система опори тіла - фіксована

Спинка - відкидна



Додаткове оснащення

Суцільна підставка під гомілки

Крісла колісні з електричним приводом

та сервокеруванням на задні колеса

КК.9.1-5-1-8-5-8-5-6-2.4-1.2.3.7-5.9.17-7-4-8 (ЗЗП.02.02)

КК.9.1-5-1-8-5-8-5-6-2.4-1.2.3.7-1.2.3.5.9.17-7-4-8 (ЗЗП.02.03)

КК.9.1

Умови експлуатації - для пересування в приміщеннях та поза приміщеннями по дорогам з твердим покриттям

ПОКАЗАННЯ ЩОДО ПРИЗНАЧЕННЯ:

- ▶ Кукси гомілки чи стегна при відсутності однієї верхньої кінцівки
- ▶ Захворювання та деформації кісток і суглобів нижніх кінцівок, тазових кісток, що значно ускладнюють ходьбу (анкілоз, різко виражена контрактура тазостегнового, колінного, гомілковостопного суглобу у функціонально не вигідному положенні; "хибний суглоб", великий кістковий дефект стегна, обох кісток гомілки чи великогомілкової кістки; "розбавтаний" тазостегновий чи колінний суглоб тощо) при відсутності або різкому порушенні функції однієї верхньої кінцівки.
- ▶ Паралічі та парези нижніх та верхніх кінцівок, що значно ускладнюють пересування (геміплегія, геміпарез, тетрапарез), і паралічі та парези нижніх кінцівок при відсутності або різкому зниженні функції однієї верхньої кінцівки.
- ▶ Виражена атаксія, виражений гіперкінетичний або аміостатичний синдром при збереженні функції верхніх кінцівок
- ▶ Захворювання та деформації хребта з різко вираженим обмеженням рухів IV ступеня
- ▶ Тромбооблітеруючі захворювання артерій, хронічна венозна недостатність, слоновість нижніх кінцівок у вираженому ступені при відсутності або різкому зниженні функції однієї верхньої кінцівки
- ▶ Значні трофічні порушення однієї нижньої кінцівки з наявністю виразок, що тривало не заживають при порушенні функцій однієї верхньої кінцівки
- ▶ Хронічна серцево-легенева недостатність II-A ступеня у поєднанні з порушеннями функції опорно-рухового апарату



Технічні характеристики

33П.02.02	635	455	445	319	200	450	920	14	6	60	15	100 (kg)	71
33П.02.03	635	455	445	319	200	450	1030	14	6	60	15	100	75

Конструктивні особливості

Сидіння та спинка не регулюються

Підлокітники знімні або складані, підніжка регулюється вручну

Розбірне. У складеному положенні не втрачає можливості пересуватись на колесах

Сидіння складане

Підлокітники короткі опускаються (обертаються або відкидаються)

Підніжка знімна з відкидною складаною опорою стопи, регулюється по висоті та обертається

Система опори тіла - фіксована

Спинка - відкидна

Додаткове оснащення

Подовжувач спинки	Підголівник	Бічні упори для голови	Подушка на сидіння	Суцільна підставка під гомілки	Протиперекидний пристрій
-------------------	-------------	------------------------	--------------------	--------------------------------	--------------------------

КК.9.1-5-1-8-5-8-5-6-2.4-1.2.3.7-5.9.17-7-4-8 (33П.02.02)

			+	+	+
--	--	--	---	---	---

КК.9.1-5-1-8-5-8-5-6-2.4-1.2.3.7-1.2.3.5.9.17-7-4-8 (33П.02.03)

+	+	+	+	+	+
---	---	---	---	---	---

Крісла колісні з електричним приводом та сервокеруванням на задні колеса

КК.9.1-5-1-8-5-7-5-6-2.4-1.2.3.7-9.14.17-7-4-8

КК.9.1-5-1-8-5-8-5-6-2.4-1.2.3.7-9.14.17-7-4-8

КК.9.1

Умови експлуатації - для пересування в приміщеннях та поза приміщеннями по дорогам з твердим покриттям

ПОКАЗАННЯ ЩОДО ПРИЗНАЧЕННЯ:

- ▶ Кукси гомілки чи стегна при відсутності однієї верхньої кінцівки
- ▶ Захворювання та деформації кісток і суглобів нижніх кінцівок, тазових кісток, що значно ускладнюють ходьбу (анкілоз, різко виражена контрактура тазостегнового, колінного, гомілковостопного суглобу у функціонально невігідному положенні; "хибний суглоб", великий кістковий дефект стегна, обох кісток гомілки чи великогомілкової кістки; "розбавтаний" тазостегновий чи колінний суглоб тощо) при відсутності або різкому порушенні функції однієї верхньої кінцівки.
- ▶ Паралічі та парези нижніх та верхніх кінцівок, що значно ускладнюють пересування (геміплегія, геміпарез, тетрапарез), і паралічі та парези нижніх кінцівок при відсутності або різкому зниженні функції однієї верхньої кінцівки.
- ▶ Виражена атаксія, виражений гіперкінетичний або аміостатичний синдром при збереженні функції верхніх кінцівок
- ▶ Захворювання та деформації хребта з різко вираженим обмеженням рухів IV ступеня
- ▶ Тромбооблітеруючі захворювання артерій, хронічна венозна недостатність, слоновість нижніх кінцівок у вираженому ступені при відсутності або різкому зниженні функції однієї верхньої кінцівки
- ▶ Значні трофічні порушення однієї нижньої кінцівки з наявністю виразок, що тривало не заживають при порушенні функцій однієї верхньої кінцівки
- ▶ Хронічна серцево-легенева недостатність II-A ступеня у поєднанні з порушеннями функції опорно-рухового апарату



Технічні характеристики

605	420	500	318	190	460	920	20	6	40	8	100 (kg)	58,3
655	470	500	318	190	460	920	20	6	40	8	100	58,3

Конструктивні особливості

Сидіння та спинка не регулюються

Підлокітники знімні або складані, підніжка регулюється вручну

Розбірне. У складеному положенні не втрачає можливості пересуватись на колесах

Сидіння складане

Підлокітники короткі, відкидаються

Підніжка знімна з відкидною складаною опорою стопи, регулюється по висоті

Система опори тіла - фіксована

Спинка - відкидна

Додаткове оснащення

Суцільна підставка під гомілки, запобіжний пояс, протиперекидний пристрій

Крісла колісні з електричним приводом та сервокеруванням на задні колеса

КК.9.1-5-1-8-5-7-5-6-3.4-1.2.3.7-9.14.17-1-4-8

КК.9.1

Умови експлуатації - для пересування в приміщеннях та поза приміщеннями по дорогам з твердим покриттям

ПОКАЗАННЯ ЩОДО ПРИЗНАЧЕННЯ:

- ▶ Кукси гомілки чи стегна при відсутності однієї верхньої кінцівки
- ▶ Захворювання та деформації кісток і суглобів нижніх кінцівок, тазових кісток, що значно ускладнюють ходьбу (анкілоз, різко виражена контрактура тазостегнового, колінного, гомілковостопного суглобу у функціонально невідгідному положенні; "хибний суглоб", великий кістковий дефект стегна, обох кісток гомілки чи великогомілкової кістки; "розбвтаний" тазостегновий чи колінний суглоб тощо) при відсутності або різкому порушенні функції однієї верхньої кінцівки.
- ▶ Паралічі та парези нижніх та верхніх кінцівок, що значно ускладнюють пересування (геміплегія, геміпарез, тетрапарез), і паралічі та парези нижніх кінцівок при відсутності або різкому зниженні функції однієї верхньої кінцівки.
- ▶ Виражена атаксія, виражений гіперкінетичний або аміостатичний синдром при збереженні функції верхніх кінцівок
- ▶ Захворювання та деформації хребта з різко вираженим обмеженням рухів IV ступеня
- ▶ Тромбооблітеруючі захворювання артерій, хронічна венозна недостатність, слоновість нижніх кінцівок у вираженому ступені при відсутності або різкому зниженні функції однієї верхньої кінцівки
- ▶ Значні трофічні порушення однієї нижньої кінцівки з наявністю виразок, що тривало не заживають при порушенні функцій однієї верхньої кінцівки
- ▶ Хронічна серцево-легенева недостатність II-A ступеня у поєднанні з порушеннями функції опорно-рухового апарату

Технічні характеристики

675	420	495	530	195	475	925	20	6	40	8	100	60

Конструктивні особливості

Сидіння та спинка не регулюються

Підлокітники знімні або складані, підніжка регулюється вручну

Розбірне. У складеному положенні не втрачає можливості пересуватись на колесах

Сидіння складане

Підлокітники похилі, відкидаються

Підніжка знімна з відкидною складаною опорою стопи, регулюється по висоті та обертається

Система опори тіла - регулюється кут нахилу

Спинка - відкидна



Додаткове оснащення

Суцільна підставка під гомілки, запобіжний пояс, протиперекидний пристрій

Крісла колісні з електричним приводом та сервокеруванням на задні колеса

КК.9.1-5-1-8-5-8-5-1-2.4-1.2.3.7-5.9.14-7-6-8

КК.9.1

Умови експлуатації - для пересування в приміщеннях та поза приміщеннями по дорогам з твердим покриттям

ПОКАЗАННЯ ЩОДО ПРИЗНАЧЕННЯ:

- ▶ Кукси гомілки чи стегна при відсутності однієї верхньої кінцівки
- ▶ Захворювання та деформації кісток і суглобів нижніх кінцівок, тазових кісток, що значно ускладнюють ходьбу (анкілоз, різко виражена контрактура тазостегнового, колінного, гомілковостопного суглобу у функціонально невігідному положенні; "хибний суглоб", великий кістковий дефект стегна, обох кісток гомілки чи великогомілкової кістки; "розбвтаний" тазостегновий чи колінний суглоб тощо) при відсутності або різкому порушенні функції однієї верхньої кінцівки.
- ▶ Паралічі та парези нижніх та верхніх кінцівок, що значно ускладнюють пересування (геміплегія, геміпарез, тетрапарез), і паралічі та парези нижніх кінцівок при відсутності або різкому зниженні функції однієї верхньої кінцівки.
- ▶ Виражена атаксія, виражений гіперкінетичний або аміостатичний синдром при збереженні функції верхніх кінцівок
- ▶ Захворювання та деформації хребта з різко вираженим обмеженням рухів IV ступеня
- ▶ Тромбооблітеруючі захворювання артерій, хронічна венозна недостатність, слоновість нижніх кінцівок у вираженому ступені при відсутності або різкому зниженні функції однієї верхньої кінцівки
- ▶ Значні трофічні порушення однієї нижньої кінцівки з наявністю виразок, що тривало не заживають при порушенні функцій однієї верхньої кінцівки
- ▶ Хронічна серцево-легенева недостатність II-A ступеня у поєднанні з порушеннями функції опорно-рухового апарату

Технічні характеристики

645	450	430	285	194	525	900	25	7,2	25	8	100 (kg)	58,3	

Конструктивні особливості

Сидіння та спинка не регулюються

Підлокітники знімні або складані, підніжка регулюється вручну

Розбірне. У складеному положенні не втрачає можливості пересуватись на колесах

Сидіння знімне

Підлокітники короткі, відкидаються

Підніжка знімна з відкидною складаною опорою стопи, регулюється по висоті та обертається

Система опори тіла - фіксована

Спинка - фіксована



Додаткове оснащення

Подушка на сидіння, суцільна підставка під гомілки, запобіжний пояс

Крісла колісні з електричним приводом та сервокеруванням на передні колеса

КК.9.2-9-1-5-4-7-5-10-2-3.5.7-5.9.14.18.20-6-6-8 (ЗЗП.01.04)

КК.9.2

Умови експлуатації - для пересування поза приміщеннями по дорогам з твердим покриттям

ПОКАЗАННЯ ЩОДО ПРИЗНАЧЕННЯ:

- ▶ Кукси гомілки чи стегна при відсутності однієї верхньої кінцівки
- ▶ Захворювання та деформації кісток і суглобів нижніх кінцівок, тазових кісток, що значно ускладнюють ходьбу (анкілоз, різко виражена контрактура тазостегнового, колінного, гомілковостопного суглобу у функціонально невігідному положенні; "хибний суглоб", великий кістковий дефект стегна, обох кісток гомілки чи великогомілкової кістки; "розбвтаний" тазостегновий чи колінний суглоб тощо) при відсутності або різкому порушенні функції однієї верхньої кінцівки.
- ▶ Паралічі та парези нижніх та верхніх кінцівок, що значно ускладнюють пересування (геміплегія, геміпарез, тетрапарез), і паралічі та парези нижніх кінцівок при відсутності або різкому зниженні функції однієї верхньої кінцівки.
- ▶ Виражена атаксія, виражений гіперкінетичний або аміостатичний синдром при збереженні функції верхніх кінцівок
- ▶ Захворювання та деформації хребта з різко вираженим обмеженням рухів IV ступеня
- ▶ Тромбооблітеруючі захворювання артерій, хронічна венозна недостатність, слоновість нижніх кінцівок у вираженому ступені при відсутності або різкому зниженні функції однієї верхньої кінцівки
- ▶ Значні трофічні порушення однієї нижньої кінцівки з наявністю виразок, що тривало не заживають при порушенні функцій однієї верхньої кінцівки
- ▶ Хронічна серцево-легенева недостатність II-A ступеня у поєднанні з порушеннями функції опорно-рухового апарату

Технічні характеристики

665	420	550	410	360	550	1040	15	5	100	8	100	150

Конструктивні особливості

Сидіння та спинка не регулюються
 Підлокітники регулюються по висоті,
 підніжка регулюється вручну
 Розбірне.

Сидіння фіксоване

Підлокітники короткі

Підніжка з відкидною складаною опорою стопи,
 регулюються висота та кут нахилу опори стопи

Система опори тіла - пружинна

Спинка - знімна



Додаткове оснащення

Подушка на сидіння, суцільна підставка під гомілки, запобіжний пояс,
 робоче гальмо, електричний привод для управління веденими колесами

Крісла колісні інші (з подвійним ручним керуванням та механічним приводом)

КК.0-5-1-2-5-7-5-6-2-1.2.3.7-5.9-7-6-6 (13П.01.21.10, 13П.01.21.11)

КК.0-5-1-2-5-8-5-6-2-1.2.3.7-5.9-7-6-6 (13П.01.21.12)

КК.0










Умови експлуатації - для пересування в приміщеннях та поза приміщеннями

ПОКАЗАННЯ ЩОДО ПРИЗНАЧЕННЯ:

- ▶ Кукса гомілки чи вища ампутація нижньої кінцівки у разі статичних порушень другої нижньої кінцівки
- ▶ Кукси обох ступнів на рівні суглобу Шопару та вищі рівні двобічної ампутації нижніх кінцівок
- ▶ Захворювання та деформації кісток і суглобів нижніх кінцівок, тазових кісток, що значно ускладнюють ходьбу:
 - анкілоз гомілково-ступневого суглобу у функціонально не вигідному положенні у разі статичних порушеннях другої кінцівки;
 - «хибний суглоб», великий кістковий дефект стегна, обох кісток гомілки чи великогомілкової кістки у разі деформації малоомілкової кістки;
 - «розбортаний» тазостегновий чи колінний суглоб;
 - деформація тазового кільця внаслідок неправильно зрослого перелому з помірно вираженою контрактурою тазостегнових суглобів, значним порушенням опори та ходьби;
 - хронічний остеомієліт нижньої кінцівки у разі наявності свища чи порожнини із секвестром, помірного порушення функції другої кінцівки
- ▶ Паралічі та парези нижніх кінцівок, що значно ускладнюють пересування
- ▶ Захворювання вен нижніх кінцівок з хронічною венозною недостатністю III ступеня



Технічні характеристики

									
13П.01.21.10	600	414	420	595	200	510	950	100	32,5
13П.01.21.11	620	434	420	595	200	510	950	100	32,5
13П.01.21.12	640	454	420	595	200	510	950	100	32,5

Конструктивні особливості

Сидіння та спинка не регулюються

Підлокітники фіксовані, підніжка регулюється вручну

Розбірне. У складеному положенні не втрачає пересуватись на колесах

Сидіння складане

Підлокітники короткі

Підніжка знімна з відкидною складаною опорою стопи, обертається, регулюється висота

Система опори тіла - фіксована

Спинка - фіксована

Додаткове оснащення

Подушка на сидіння, суцільна підставка під гомілки

**Крісла колісні інші (з подвійним ручним керуванням та механічним приводом)
КК.0-9-2-8-4-6-5-1-3-3.5-1.5.9.17.18-7-5-5 (13П.01.20.08)**

КК.0

Умови експлуатації - для пересування в приміщеннях та поза приміщеннями по дорогам з твердим покриттям

ПОКАЗАННЯ ЩОДО ПРИЗНАЧЕННЯ:

- ▶ Кукса гомілки чи вища ампутація нижньої кінцівки у разі статичних порушень другої нижньої кінцівки
- ▶ Кукси обох ступнів на рівні суглобу Шопару та вищі рівні двобічної ампутації нижніх кінцівок
- ▶ Захворювання та деформації кісток і суглобів нижніх кінцівок, тазових кісток, що значно ускладнюють ходьбу:
 - анкілоз гомілково-ступневого суглобу у функціонально невідповідному положенні у разі статичних порушень другої кінцівки;
 - «хибний суглоб», великий кістковий дефект стегна, обох кісток гомілки чи великогомілкової кистки при деформації малоомілкової кистки;
 - «розбортаний» тазостегновий чи колінний суглоб;
 - деформація тазового кільця внаслідок неправильно зрослого перелому з помірно вираженою контрактурою тазостегнових суглобів, значним порушенням опори та ходьби;
 - хронічний остеомієліт нижньої кінцівки при наявності свища чи порожнини із секвестром при помірному порушенні функції другої кінцівки.
- ▶ Захворювання та деформації хребта з вираженим обмеженням рухів II - III ступенів
- ▶ Паралічі та парези нижніх кінцівок, що значно ускладнюють пересування
- ▶ Захворювання вен нижніх кінцівок з хронічною венозною недостатністю III ступеня
- ▶ Хронічна серцево-легенева недостатність II ступеня у разі наявності порушення функції ходьби

Технічні характеристики

680	410	410	595	122	480	1000	100	27

Конструктивні особливості

- Сидіння не регулюється, спинка регулюється вручну
- Підлокітники знімні або складані, підніжка регулюється вручну
- Розбірне.
- Сидіння знімне
- Підлокітники похилі
- Підніжка з регульованим кутом нахилу опори стопи, регулюється висота
- Система опори тіла - фіксована
- Спинка - регулюється кут нахилу



Додаткове оснащення

Подовжувач спинки, подушка на сидіння, суцільна підставка під гомілки, протиперекидний пристрій, робоче гальмо










Засоби пересування. Дошки для пересування ЗП.1-1-0*-1-5-4-10*-*-14-7*-1 (13П.02.03)

Умови експлуатації - для пересування у приміщеннях та поза приміщеннями

ПОКАЗАННЯ ЩОДО ПРИЗНАЧЕННЯ:

Висока ампутація обох стегон.

Технічні характеристики

								
365	365	480	120	120	210	210	70 (kg)	6

Конструктивні особливості

Постачається з сидінням без спинки
Підлокітники та підніжка відсутні
Не складається
Система опори тіла - фіксована



Додаткове оснащення

Запобіжний пояс

Засоби пересування. Триколісні велосипеди ЗП.2-0-0-*4-1-5-2.3-*-*12.13.14.18-2-*4 (6ЗП.01.01)










ЗП.2

Умови експлуатації - для пересування поза приміщеннями по дорогам з твердим покриттям на далекі відстані

ПОКАЗАННЯ ЩОДО ПРИЗНАЧЕННЯ:

Незначні захворювання центральної нервової системи та опорно-рухового апарату

Технічні характеристики

								
870	220	-	492	-	800-1070	1200	100 (kg)	25

Конструктивні особливості

Постачається з сидінням без спинки

Підлокітники відсутні,
підніжки не регулюються

Розбірне

Сидіння регулюється по висоті
та по горизонталі

Система опори тіла - регулюється по висоті



Додаткове оснащення

Тримачі для ніг, задники-тримачі, запобіжний пояс, робоче гальмо